




INFORMATIONEN über die Methode der Fadenlifting  
mit Silhouette Sutures \* Copyright Dr. Haffner, 2007 \*

- Keywords: APTOS, Silhouette Lift, Anclorage, Happy Lift, Suture Clear Threads –

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, die neue, aufregende, minimal invasive Gesichtsverjüngungstechniken vorzustellen. Nach jahrelanger Forschung sind neue, besonders wirksame, körperfreundliche und neutrale Liftingsfäden entworfen worden, welche auf dem Basis der schon bekannten und bewährten APTOS Fäden von leitenden Gesichtschirurgen in den USA entworfen worden. Die Silhouette Sutures bedeuten ein völlig neues Konzept und eine Erweiterung der APTOS Fäden.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p>Dieses neue Verfahren erlaubt dem Arzt, ein Ende des Fadens in der, zu liftende Weichteile vom Gesicht zu verankern - wie es bei Aptos Fäden auch passiert.</p> <p>Der Unterschied entsteht auf dem anderen Fadenende und bringt das Lifting in eine völlig andere Dimension.</p> <p>Das andere (zweite) Fadenende wird nämlich auf einem festen Punkt auf dem Kopf befestigt und damit den Liftingseffekt befördert. Das, im abgesunkenen Weichgewebe verankerte erste Fadenende wird durch diese Zugwirkung geliftet, die Weichgewebe gestrafft. Durch die Möglichkeit der Befestigung des zweiten Fadenende, durch die Fixierung erhält die Weichteilanhebung Stabilität.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dieses Verfahren bedeutet die ästhetische Synthese von traditionellen Nahtliftingstechniken, des endoskopischen Liftungsverfahrens und der Einführung von neuen Technologien, von neuen Fäden mit befestigenden, rutschfesten Kegelchen mit den sog. Cones.



Silhouette Sutures können im Gesicht für verschiedene Bereiche angewendet werden, wie folgt:

#### Augenbrauenlift, „Browlift“ mit Silhouette Sutures

Ziel der Fadenlifting von Augenbrauen ist die Anhebung der Augenbrauen ohne Operation, nur mit Fäden. Bei diesem Verfahren begrenzt sich die Lifting nur auf die Augenbrauen. Die Fäden werden an der Schläfe befestigt. Die Silhouette Augenbrauenlifting ist in 15 Minuten in der Mittagspause machbar! Die Patienten brauchen weder einen Verband, noch haben die andere Einschränkungen. Ein echtes Augenbrauenlifting, ohne echte Operation zum sehr günstigen Preis-Leistungsverhältnis bei deutlicher Wirkung.

Die Augenbrauenlifting mit Silhouette Sutures ist aber auch mit einem endoskopischen, minimal invasiven Schläfen- und Augenbrauenlifting nach der Schlüssellochmethode kombinierbar. Die Wirkung ist damit noch stärker, die Schläfe, Teile des Mittelgesichts werden damit zusätzlich angehoben.



### Fadenlifting Lifting der Hämsterbacken, des Kiefers, der „Jawline“ mit Silhouette Sutures



Vorgeschlagen ist dieses Verfahren beim Absinken, Erschlaffen der Haut in den Kieferbereichen. Der enorme Vorteil dieser neuen Art vom Lifting ist, dass eine Hilfe gegen solcher abgesunkenen Backen zuvor nur mit einem Facelift möglich war.

Bei dieser Art vom Kieferlifting ist die Zugrichtung anders, als bei Fixierung an der Schläfe bei einem Mittelgesichtslifting.

Obwohl diese Art vom Kieferlifting kein Facelift ist, sollte die Methode nur vom Spezialisten durchgeführt werden. Der Grund ist dafür ist die besondere Problematik vom individuellen Verlauf von Gesichtsnerven, die besondere Technik der Fadenfixierung, wozu Erfahrung in der Gesichtschirurgie benötigt ist.

Mittelgesichtslifting mit Silhouette Fäden ( evtl. zzgl. Kieferlift)



Die Anzahl der Fäden richtet sich danach, welche Gesichtsteile geliftet werden sollten.

Beim Mittelgesichtslifting werden die Silhouette Sutures von der Naso-Labialfalte bis zur Schläfe geführt.

Nach effektiver Lifting werden die Fäden an der Schläfe fixiert und damit das Mittelgesicht in der gelifteten Position indirekt befestigt.

Eine zusätzliche endoskopische Freilegung und Straffung der Schläfen, Augenbrauen ist optional – hier mit gelb markiert - erhöht den Effekt der Fadenlifting deutlich.

Zusätzliche Fäden können auch in die Richtung vom Kiefer angebracht werden und damit sowohl die Nasolabialfalten, als auch die Hängebacken geliftet werden

### Halslifting mit Silhouette Fäden



Bei der Silhouette Lifting werden die Fäden am Schädel befestigt und der Hals zum Befestigungspunkt angenähert, geliftet.

Weder die Fäden noch deren Verlauf ist sichtbar.

Die erschlaffte Halspartie war immer das Problem Nr 1 in der ästhetischen Chirurgie !

Bisher waren nur die erweiterte Gesicht- und Halslifting für die Straffung dieser Partie verwendet. Mit dem Aptos- und Silhouette Fadenlifting steht dem Gesichtsspezialisten eine neue Methode zur Verfügung, womit effektive Halsstraffung bei minimaler Invasivität zur Verfügung steht.

Die Fäden werden oberflächlich, unmittelbar unter der Haut geführt. Die Zugkraft wird durch anbringen von mehreren Fäden verteilt, damit die gleichmäßige Straffung sichergestellt.

Hohe Sicherheit, kurze Op-Zeiten und gute Straffungswirkung in erfahrenen Händen. Die Fäden weder rutschen noch sind die sichtbar oder tastbar.

Die Fäden bleiben im Körper, verursachen – wie andere Fäden nach Operationen – keine Unverträglichkeit.